

# ENTREGABLE 12: PLAN DE USO



# CONTEXTO DE USO

El dispositivo busca mejorar la autonomía del paciente Palacios aprovechando su movilidad residual en brazos y hombros. Se usará en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en espacios domésticos adaptados. Aunque un cuidador puede ayudar al inicio, el objetivo es que el paciente pueda desplazarse por sí mismo usando la palanca en sus actividades diarias y de rehabilitación.





# PERFIL DE USUARIO

**El paciente Palacios tiene una lesión medular C3 con cuadriplejia completa, pero conserva movilidad parcial en brazos y hombros gracias a la ZPP, lo que le permite hacer movimientos de empuje. No controla el tronco ni las piernas y depende de cuidadores para la mayoría de actividades. Cognitivamente está totalmente lúcido y muy motivado por recuperar autonomía. Poder desplazarse por sí mismo representaría una mejora funcional importante y un beneficio emocional significativo.**



# ANÁLISIS DE TAREAS

| Categoría     | Tareas Críticas (importantes para la seguridad)                                                                                                                                                 | Tareas No Críticas (no afectan seguridad inmediata)                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer uso    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fijar correctamente el mecanismo ratchet al eje.</li><li>- Colocar bien las correas de sujeción.</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Posicionar la silla.</li><li>- Ajustar el largo de la palanca.</li><li>- Capacitación inicial.</li></ul> |
| Uso cotidiano | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar la posición del selector.</li><li>- Cambiar correctamente la dirección del selector.</li><li>- Activar modo inmóvil para detenerse.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ejecutar el movimiento de palanca para avanzar.</li><li>- Retirar las correas al finalizar.</li></ul>    |
| Mantenimiento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisar estado de piezas.</li><li>- Lubricar el mecanismo ratchet.</li><li>- Inspeccionar engranajes y topes.</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>— Tareas menores de limpieza o ajuste que no comprometen la seguridad inmediata.</li></ul>                 |

# CRITERIOS DE EXITO

## **FUNCIONAMIENTO BASICO**

Activa tracción en  $\leq 2$  intentos y permite avanzar sin ayuda.

## **FACILIDAD DE USO**

El cambio de modo mediante el switch debe hacerse en menos de 1 minuto.


## **SEGURIDAD**

Sin trabas ni riesgos (0 fallas y 0 lesiones).

## **SATISFACCION DEL USUARIO**

Calificación  $\geq 4/5$  en comodidad, claridad del uso y experiencia general.





# GRACIAS

